

Protokol 4 - Dag 3 - Behandlingens påvirkning af cellers vækst

Materialer:

Udstyr og materialer	Leverandør og katalog nummer
PBS	Fisher Scientific/10294922
Trypsin/EDTA	Thermo Fisher Scientific/15400-054
Centrifuge rør	Hounisen, #62554502, #62547254
P1000, P100, P10 Pipetter + spidser	In Vitro, #IV-7032, #IV-7004, #IV-7003
Stangpipetter 5ml, 10ml og 25ml	Greiner, #GR-606180, #GR-607180, #GR-750180
Pipetboy	
Spildkop + affaldspose	
Tællekammer + dækglas	

Forberedelse:

1. Tænd for LAF-bænken og desinficer overfladen med 70 % ethanol.
2. Forbered LAF-bænken med følgende genstande: pipetter, spidser, stativer, rør, pipetboy, affaldskop, affaldsspand med plastikpose og reagenser (PBS, trypsin/EDTA og medium). Desinficer alle genstande, før de placeres i LAF-bænken. Vær opmærksom på ikke at tørre tekst af, f.eks. på centrifugerør.

Fremgangsmåde:

1. Undersøg flaskerne vha. mikroskop, bedøm konfluens og dokumenter med billede.
2. Fjern mediet fra *2 x T25-flasker markeret som kontrol* med en pipetboy og overfør det til en affaldskop (drej flasken 180 grader for at undgå at ridse cellerne). *Der kan med fordel tages en flaske ad gangen*
3. Skyl cellerne i kulturflasken ved at tilsætte 5 ml PBS og tip flasken fra side til side samt frem og tilbage for at sikre, at alle celler er dækket.
4. Fjern PBS fra flasken med en pipetboy og kassér det i en affaldskop.
5. Tilsæt 0,5 ml Trypsin-EDTA og tip flasken fra side til side samt frem og tilbage for at sikre, at alle celler er dækket.
6. Inkubér, indtil alle celler er løsnet fra flasken. Se Tabel A – projekt-specifik fane for inkubationstid og temperatur.
7. Tjek under mikroskop at alle celler er løsnet.
8. Hvis nødvendigt, tip forsigtigt flasken eller bank på bunden af flasken for at løsne cellerne. Inaktiver Trypsin-EDTA ved at tilsætte 1 ml medie, pipetter op og ned, skyl overfladen, indtil cellerne er i suspension, og overfør suspensionen til et centrifugerør.
9. Tæl cellerne i et hæmocytometer jf. protokol 3 celletælling.
10. Noter resultatet.
11. Gentag fra punkt 2. proceduren for 2 stk. T25 flasker *markeret som behandling*.
12. Ryd op i LAF-bænken.

Reflekterende spørgsmål:

- Hvad kan have betydning for cellernes vækst?
- Hvis forsøget skulle gentages. Hvad kunne gøres bedre?
- Visualiser resultaterne grafisk. Husk at I ikke kan sammenligne jeres tælleantal angivet celler/ml fra dag til dag, men I skal bruge det totale antal celler, da dette tal kan sammenlignes på tværs gennem hele forsøget.
- Er det nødvendigt at arbejde sterilt på dag 2?